



PT JAYA ABADI MEDIKA



SURFACE DISINFECTION
HAND HYGIENE
HIGH-LEVEL DISINFECTION
INSTRUMENT REPROCESSING
ANTISEPTIC SOLUTIONS

PRODUCT CATALOGUE

HAND HYGIENE SOLUTION

SOFTANOL

Alcohol Hand Rub

Cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dan chlorhexidine gluconate yang lebih meningkatkan efek antimikroba pada kulit tangan.

Komposisi : Ethyl Alcohol 70%, Propanol-I, Glycerine Emollients, Moisturizer.

Efektivitas Antimikroba : Bakterisidal, Tuberkulosidal, Fungisidal, Virusidal

Kemasan: 500 ml / botol pump, 5 L / galon

KEMENKES RI : AKD 20903110370



VIOREX NO RINSE

Chlorhexidine Gluconate Hand Rub

Cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dan chlorhexidine gluconate yang lebih meningkatkan efek antimikroba pada kulit tangan.

Komposisi : Chlorhexidine Gluconate sol. 2,5% (chg 0,5%), Ethyl Alcohol 70%, Emollients, Moisturizer.

Efektivitas Antimikroba : Bakterisidal, Tuberkulosidal, Fungisidal, Virusidal

Kemasan: 500 ml / botol pump, 5 L / galon

KEMENKES RI : AKD 20903110372



VIOREX 2

Hand and Surgical Body Wash

Cairan sabun cuci tangan dan sabun mandi pasien sebelum operasi.

Komposisi : Chlorhexidine Gluconate 2%, Emollients, Moisturizer

Efektivitas Antimikroba : Bakterisidal, Tuberkulosidal, Fungisidal, Virusidal

Kemasan: 100ml / botol flip, 500 ml / botol pump, 5 L / galon

KEMENKES RI : AKD 20903110362



VIOREX 4

Surgical Hand Scrub

Cairan sabun cuci tangan berbahan dasar chlorhexidine gluconate dengan pelembut

Komposisi : Chlorhexidine Gluconate 4%, Emollients, Moisturizer

Efektivitas Antimikroba : Bakterisidal, Tuberkulosidal, Fungisidal, Virusidal

Kemasan: 500 ml / botol pump, 5 L / galon

KEMENKES RI : AKD 20903110365





Alcohol Handrub with Hydrogen Peroxide

Kandungan :

- Ethanol 96.....80% (v/v)
- H₂O₂ 3%.....0,125% (v/v)
- Glycerol 98%.....1,45% (v/v)
- WFI, endotoxin free.....s/d 100%
- Sesuai dengan formulasi WHO
- Jaminan kualitas produk dengan standar farmasi, dari pengadaan bahan baku, produksi hingga distribusi.
- Menggunakan pelarut dengan kualitas WFI yang bebas pirogen.
- Sesuai uji efektivitas Farmakope Indonesia, mampu membunuh kuman dalam waktu 30 detik ¹.
- Efektif melawan bakteri (termasuk MRSA, TbB) dan jamur ².
- Efek dalam membunuh virus : virus envelope (termasuk HBV,HCV,HIV) efektif terhadap virus herpes simplex, adenovirus, rotavirus, vaccinia virus dan norovirus ³.

Referensi :

1. Hasil pengujian ITB #1737/11.CO3.6.2/PL/2018
2. Boyce, J.M., Pittet, D. (2002) Guideline for hand hygiene in health-care settings.
3. Sattar, A. et al (2001) Preventing the spread of hepatitis B and C viruses.



DISINFECTANT AND INSTRUMENT CLEANER

STERICIDE

Surface Disinfectant– Decontaminant Cleaner

Cairan desinfeksi siap pakai untuk seluruh permukaan di rumah sakit, juga dapat digunakan sebagai pembersih dekontaminan instrumen bekas pakai.

Komposisi : Benzethonium Chloride 0,30%, Isopropanol 21%

Efektivitas Antimikroba : Bakterisidal, Tuberkuosidal, Fungisidal, Virusidal

Kemasan: 500 ml / botol spray, 5 L / galon



KEMENKES RI : AKD 20903110364





STERICIDE 3

Surface Disinfectant and Decontaminant Cleaner Concentrate

Cairan konsentrat dengan kandungan benzethonium chloride 3% sebagai cairan desinfeksi lantai diseluruh area rumah sakit.

Komposisi : Benzethonium Chloride 3%

Kemasan : 5 L / galon

KEMENKES RI : AKD 20903110363



STERIZYME

Enzymatic Detergent

Larutan performa tinggi dengan formulasi enzim ganda untuk membersihkan instrumen bekas pakai hingga area yang sulit (bioburden) tetap dapat dibersihkan dengan sempurna, juga dapat digunakan sebagai pre-cleaning untuk mencegah noda mengering pada instrumen bekas pakai.

Cara penggunaan : Tiap 5-10ml Sterizyme dilarutkan kedalam 1 L air bersih. Rendam instrumen bekas pakai dengan sempurna mulai dari 5 menit. Bilas pada air mengalir. Instrumen sudah bersih dan siap untuk diproses selanjutnya.

Komposisi : Double Proteolytic Enzyme, Surfactant

Kemasan : 5 L / galon

KEMENKES RI : AKD 20903110369



STERALD 30

High Level Disinfectant

Cairan desinfeksi tingkat tinggi siap pakai yang mengandung glutaraldehyde berfungsi sebagai desinfeksi tingkat tinggi untuk instrumen medis yang rentan dan sensitif terhadap panas, serta untuk instrumen yang kontinuitas pemakaiannya tinggi. Sterald 30 mempunyai kemampuan sebagai DTT selama 30 hari dan tidak menimbulkan korosi.

Cara penggunaan : Tuangkan Sterald 30 kedalam bak rendam yang mempunyai penutup. Rendam dengan sempurna instrumen selama 10 menit. Bilas dengan air steril. Keringkan dengan linen steril dan dibungkus dengan kemasan steril.

Komposisi : Glutaraldehyde 3,4%

Efektivitas Antimikroba : Bakterisidal, Tuberkulosidal, Fungisidal, Virusidal

Kemasan : 5 L / galon

KEMENKES RI : AKD 20903110368



STERALD OPA

High Level Disinfectant (ortho-phthalaldehyde 0.6%)

Sterald OPA Solution merupakan high level disinfectant yang mengandung **ortho-phthalaldehyde 0.6%** dapat digunakan untuk peralatan medis yang sensitif terhadap panas.

Cara penggunaan :

Pre-Disinfeksi - Bersihkan peralatan medis dengan detergen seperti Sterizyme. Bilas hingga bersih. Untuk peralatan endoskopi hanya pada bagian internal dan eksternal saja.

Disinfeksi - Tuangkan Sterald OPA ke dalam wadah. Rendam secara menyeluruh instrument medis bekas pakai. Waktu kontak: 12 menit untuk proses manual 5 menit untuk AER (Automated Endoscopy Reprocessors).

Bilas hingga bersih dengan menggunakan air steril atau air terfiltrasi. Keringkan dengan menggunakan linen steril. Bungkus dengan kemasan steril.

Komposisi : Ortho-phthalaldehyde 0,6%

Kemasan : 5 L / galon

KEMENKES RI : AKD 20903020159



DECONTAMINANT CLEANER AND ANTISEPTIC

CETRIDE *Hospital Concentrate*

Cairan konsentrasi dengan kandungan chlorhexidine gluconate dan cetrimide sebagai antiseptik untuk pertolongan pertama, luka bakar, dan juga dapat digunakan sebagai pembersih dekontaminasi instrumen bekas pakai.

Komposisi : Chlorhexidine Gluconate 7,5%, Cetrimide 15%

Efektivitas Antimikroba : Bakterisidal, Tuberkulosidal, Fungisidal, Virusidal

Kemasan: 5 L / galon

KEMENKES RI : AKD 20903110371



Antiseptic Solutions

Cairan antiseptik pada luka dengan kandungan povidone iodine 10% setara dengan Iodine 1 %

Cara penggunaan : Extradine antiseptic solution dapat digunakan beberapa kali dalam sehari, baik untuk mengoles maupun kompres.

Komposisi : Povidone Iodine 10%

Kemasan: 1 L / botol, 5 L / galon

KEMENKES RI : PKD 20501610506



EXTRADINE



SOFTSKIN

Pembersihan pra-operasi pada kulit pasien dengan chlorhexidine beralkohol (2% chlorhexidine dan 70% isopropyl alcohol) lebih baik dari pada pembersihan dengan povidone-iodine untuk pencegahan infeksi di area bedah.

(Chlorhexidine-Alcohol versus Povidone Iodine for Surgical-Site Antisepsis. N Engl J Med 2010;362:18-26.)

Komposisi : Chlorhexidine Gluconate 2% v/v, Isopropyl Alcohol 70% v/v

Efektifitas:

- *Bakterisidal: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella typhi.*
- *Candida albicans.*

Aplikasi :

Daerah operasi, tindakan penyuntikan, tindakan katektisasi pembuluh darah, pengambilan darah.

Kemasan :

Botol 100 ml, 1 Karton - 24 Botol

KEMENKES RI AKD 20903910903





Reagen Histologi Steridia

Catalogue for Reagen Histologi Steridia Product



Reagen Histologi Steridia



Steridia 10% Neutral Buffered Formalin

Agen Fiksatif dalam Histologi

Steridia 10% *Neutral Buffered Formalin* merupakan agen fiksatif kimia dalam histologi yang siap pakai.

Fitur:

- Steridia 10% *Neutral Buffered Formalin* menggunakan fosfat untuk menstabilkan pH di rentang 6.8 – 7.2
- Kontrol kualitas yang ketat memastikan konsentrasi formalin 10%
- Siap digunakan (*ready to use*)

Komposisi Produk:

Formaldehyde solution, methanol, sodium hydrogen phosphate, disodium hydrogen phosphate, serta bahan lainnya dan air

Kemasan:
Galon 5 liter



Steridia Xylene

Reagent Invitro & Persiapan Patologis Spesimen

Steridia Xylene merupakan reagent clearing untuk menghilangkan sisa dari bahan dehidrasi pada pemrosesan tissue.

Kemasan:
Galon 5 liter



Steridia Alcohol Absolute

Reagen Histologi

Steridia Alcohol Absolute digunakan sebagai reagen invitro dan persiapan spesimen patologi

Kemasan:
Galon 5 liter



Steridia Reagent Alcohol

Reagen Histologi

Steridia Reagent Alcohol dengan konsentrasi 95% untuk reagen dehidrasi dan persiapan specimen patologi

Kemasan:
Galon 5 liter



Steridia Paraffin

Reagen Histologi

Steridia Paraffin merupakan media embedding untuk analisis histologis jaringan alami


Kemasan:
Box 1 kg




Healthcare Innovation Solution

Closed Suction Catheter 72 H

For Adult & Neonatal & Pediatric



KEMENKES RI AKL 20404520014



For Adult

- Smart design yang memungkinkan penyerapan dan ventilasi mekanik pasien secara bersamaan
- Adanya Push Switch dan Luer Lock yang dapat menjaga pernapasan, mengisolasi turbulent cleaning chamber, serta mencegah spray back

mengurangi risiko VAP (ventilator-associated pneumonia) pada pasien yang menggunakan ventilator.

- Mencegah cross infection -- Produk ini didesign dengan adanya protective sleeve untuk mengisolasi kuman di dalam pasien sehingga mencegah terjadinya infeksi silang pada petugas medis.
- Design tip lembut berwarna biru yang mengurangi kerusakan pada membran mukosa pasien



Closed Suction Catheter 72 H **For Adult**

Spesifikasi

Kode Produk	Ukuran	Panjang	Isi/Pack	Warna ISO
CE710	10 FR	600 mm	10/Box	Hitam
CE712	12 FR	600 mm	10/Box	Putih
CE714	14 FR	600 mm	10/Box	Hijau

Neonatal & Pediatric

- Smart design yang memungkinkan penyerapan dan ventilasi mekanik pasien secara bersamaan
- Adanya Push Switch dan Luer Lock yang dapat menjaga pernapasan, mengisolasi turbulent cleaning chamber, serta mencegah spray back
- Mengurangi risiko VAP (ventilator-associated pneumonia) pada pasien yang menggunakan ventilator.
- Mencegah cross infection -- Produk ini didesign dengan adanya protective sleeve untuk mengisolasi kuman di dalam pasien sehingga mencegah terjadinya infeksi silang pada petugas medis.
- Design tip lembut berwarna biru yang mengurangi kerusakan pada membran mukosa pasien
- Tersedia Y-Piece Konektor dengan berbagai ukuran



mcr
Healthcare Innovation Solution

Closed Suction Catheter 72 H Neonatal & Pediatric

Spesifikasi

Kode Produk	Ukuran	Panjang	Isi/Pack	Warna ISO
CE726	6 FR	300 mm	10/Box	Hijau Muda
CE728	8 FR	300 mm	10/Box	Biru Muda

Comfort *in* Every Cover



HOZO CATALOGUE

HOZO

Comfort
in Every Cover

HOZO Wound Dressing



HOZO Film IV Dressing

KEMENKES RI AKD 10902520645

Melindungi area pemasangan kateter infus dari kontaminasi eksternal sekaligus memastikan kateter dan selang tetap terfiksasi dengan aman pada pasien.

Material :

PU Film, Paper, Non-Woven




Transparent Film: Memungkinkan monitoring area pemasangan secara langsung tanpa perlu melepas IV catheter.



Strong Fixation: Daya rekat kuat dengan adhesive hypoallergenic untuk fiksasi stabil dan meminimalkan risiko iritasi kulit.



Comfort: Material fleksibel yang mengikuti kontur tubuh, dilengkapi lapisan semi-permeabel yang memungkinkan transmisi uap air dan gas, sekaligus menjadi barrier terhadap cairan dan bakteri.



HOZO Island Film Dressing

KEMENKES RI AKD 11603521723

Melindungi luka dari kontaminasi dan menjaga area luka tetap steril untuk mencegah risiko infeksi.

Material :

PU Film, Paper, Pad



Indikasi :

Luka dengan Eksudat ringan - sedang



Comfort: Menempel kuat dengan perekat hypoallergenic, dilengkapi pad non-adherent yang mudah dilepas.




Full Protection: Breathable dan Waterproof, menjaga luka tetap kering, bersih, dan terlindungi dari masuknya bakteri maupun cairan eksternal.



Easy Care: Pad menyerap eksudat secara efektif dan tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasien.

Kode produk	HF67S	HF915	HF120	HF125
SIZE	6 X 7 CM	6X7 CM	7 X 8,5 CM	10 X 25 CM
ISI/BOX	100 Pcs/Box	100 Pcs/Box	50 Pcs/Box	25 PCS/BOX

Gown & Drape Set




HOZO Surgical Gown

KEMENKES RI AKD 21603324292

Size	S, M, L, XL, XXL
ISI/KARTON	25 POUCH

Gaun bedah steril yang memberikan kenyamanan dan perlindungan optimal terhadap cairan dan bakteri untuk meminimalkan risiko kontaminasi di area pembedahan.

Material : Kain Non-Woven SMS (Spunbound - Melt-blown - Spunbound)




HOZO Surgical Drape

Gynaecology Set with Gown

KEMENKES RI AKD 21603620326

Isi Set	Ukuran	Jumlah	NIE
Mayo Stand Cover	60 x 140 cm	1 Buah	AKD 21603522367
Gynaecology Drape	200 x 290cm	1 Buah	AKD 21603522269
Surgical Gown	L	3 Buah	AKD 21603324292
Incise Film	25 x 30 cm	1 Buah	AKD 21603522269
Table Cover	160 x 120 cm	1 Buah	AKD 21603522781

Set drape steril yang dirancang untuk berbagai prosedur ginekologi dan obstetri, termasuk operasi caesar, guna melindungi tim bedah serta menjaga sterilitas area pembedahan dari risiko kontaminasi.



HOZO Surgical Drape

Universal Set With Gown

KEMENKES RI AKD 21603523348

Isi Set	Ukuran	Jumlah	NIE
Head Drape	200 x 180 cm	1 Buah	AKD 21603521858
Foot Drape	200 x 180 cm	1 Buah	AKD 21603521858
Side Drape	100 x 120 cm	2 Buah	AKD 21603521858
Incise Film	25 x 30 cm	1 Buah	AKD 21603521858
OP Tape	10 x 50 cm	2 Buah	AKD 21603521858
Plain Drape	120 x 100 cm	1 Buah	AKD 21603521858
Surgical Gown	XL	3 Buah	AKD 21603324292
Table Cover	160 x 120 cm	1 Buah	AKD 21603522781
Mayo Stand Cover	60 x 140 cm	1 Buah	AKD 21603522367

Set Drape steril yang dirancang untuk digunakan pada berbagai tindakan bedah, memberikan perlindungan dari risiko kontaminasi serta membantu menjaga sterilitas area pembedahan.



Distributed by PT. Jaya Abadi Medika
Kencana Niaga 1 Blok. D1-2S Jl. Taman Aries,
Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, Indonesia.

Tel. +62-21-5890-3678
Email. info@jadimedika.com
www.jadimedika.com



Distributed by PT. Jaya Abadi Medika
Kencana Niaga 1 Blok. D1-2S Jl. Taman Aries,
Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, Indonesia.

Tel. +62-21-5890-3678
Email. info@jadimedika.com
www.jadimedika.com

The HOZO logo consists of the word 'HOZO' in a white, bold, sans-serif font. A teal-colored dot is positioned to the left of the 'O', and a teal-colored curved line, resembling a smile, is located beneath the 'O'.

HOZO

Comfort *in* Every Cover

Sterald OPA Solution Test Strips

Ortho-Phtalaldehyde Solution
Disinfektan Tingkat Tinggi untuk
peralatan medis semi kritis

Khusus digunakan untuk menguji
Sterald OPA Solution

FAIL

FAIL

PASS

Sterald OPA Test Strips

digunakan untuk memantau
konsentrasi minimum yang
direkomendasikan/minimum
recommended concentration
(MRC) dari larutan Sterald OPA
selama masa pakainya.

Petunjuk Penggunaan:

Kapan Harus Menguji:

Uji setiap penggunaan untuk mencegah
pengenceran yang dapat menurunkan
tingkat orthoptalaldehyde dari larutan di
bawah (MRC: 0,3%). Uji larutan sebelum
merendam instrumen.

Cara Menguji:

Celupkan selama 1 detik dan tunggu
selama 60 detik. Perubahan warna pad
menjadi ungu menandakan larutan Sterald
OPA Solution efektif. Perubahan warna
oranye atau warna apapun menandakan
larutan tidak efektif.

**Aplikasi
Mudah**

Cepat

Akurat



1 botol isi 50 pcs

No. Suket: FR.03.02/VA/03605/2023

Diproduksi oleh:

Sterin
Laboratories

Bandung – Indonesia

Didistribusikan oleh:

JAM

Jakarta – Indonesia

ROOM DISINFECTION



SteriOxide

Dry Mist Hydrogen Peroxide 7,5%

Merupakan produk yang efektif membunuh mikroorganisme dengan bahan aktif Hidrogen Peroksida 7,5% yang siap pakai. Dengan menggunakan sistem drymist produk ini dapat digunakan sebagai disinfektan ruangan (udara & permukaan). Produk ini dirancang dengan kandungan non-toksik, non korosif dan ecofriendly di mana setelah digunakan secara alami kembali menjadi air dan oksigen.

KEMENKES RI AKD 20903121277



Sistem Drymist untuk Disinfeksi Ruang

Sangat efektif digunakan di daerah kritis, di fasilitas kesehatan dan non kesehatan. Dioperasikan secara otomatis dengan sistem drymist yang secara optimal mencapai semua sudut ruangan dalam waktu yang singkat dengan luasan hingga 1000 m³. JAM DRYJET sangat aman digunakan di semua permukaan dan udara, sangat mudah digunakan, tanpa residu, tidak berbekas dan tidak basah.

Informasi Produk

Teknikal Karakteristik	
Transportasi dan Kondisi Penyimpanan	
Suhu	0°C s.d 70°C
Tekanan atmosfer	700 s.d 1060 hPa
Kondisi Pemakaian	
Suhu	0°C s.d 40°C
Tekanan atmosfer	800 s.d 1060 hPa
Karakteristik Umum	
Berat	5 Kg
Berat dalam kemasan	6,5 Kg
Kemasan kompatibel	1 L
Volume perawatn maksimal	1000 m ³
Laju aliran rata-rata	1000 ml/jam
Karakteristik Kelistrikan	
Tegangan daya listrik	220V - 240V mono
Tegangan daya frekuensi	50 s.d 60 hz
Daya	1050 W
Kuat arus listrik	4.5 A
Ukuran droplet	4 s.d 5 mikron

Dry Mist Hydrogen Peroxide 7,5%

Volume ruang (m ³)	Durasi proses Dry Mist	Jumlah SteriOxide yang dibutuhkan (ml)
25	00:01:30	25
50	00:03:00	50
75	00:04:30	75
100	00:06:00	100
150	00:09:00	150
200	00:12:00	200
250	00:15:00	250
300	00:18:00	300
400	00:24:00	400
500	00:30:00	500
600	00:36:00	600
700	00:42:00	700
800	00:48:00	800
900	00:54:00	900
1000	01:00:00	1000

* Referensi :

1. Rekomendasi Permenkes RI No.27 Tahun 2017



JAM STERILE WATER FOR INHALATION USP



Jam Sterile Water For Inhalation USP mencegah terjadinya pengeringan dan iritasi pada mukosa pernapasan.

- Produk yang bebas pirogen dan endotoksin.
- Produk sekali pakai, safety.
- Mudah digunakan.




Inhalation Adapter
transparan & steril

Tabel Penggunaan JAM Sterile Water For Inhalation USP

Allran Oksigen	Keluar ml / jam	Penggunaan rata-rata dalam hari	Penggunaan rata-rata dalam jam
1.5	1.9	6.9	168
3	3.1	4.3	102
5	4.8	2.7	70
8	6.9	2.0	46
10	8.1	1.7	40

KEMENKES RI AKD 20403710504



DISPOSABLE INFUSION SET

Tipe Luer Slip

1. Spike Airvent

Penusuk botol infus yang sangat kuat dan tidak mudah patah

2. Air Filter

Lubang udara luas dengan filter 1,2 mikron menjaga aliran cairan tetap stabil

3. Tubing infus

- Tubing infus yang tebal dan flexible sehingga tidak mudah terlipat dan menjaga akurasi tetesan
- Gelembung udara mudah dikeluarkan dari tubing

4. Roller Clamp

Bentuk yang kokoh dan menjamin akurasi tetesan cairan dari awal hingga akhir

5. Y-injection port

Media Injection port yang tebal sehingga tidak terjadi kebocoran walaupun ditusuk berulang kali



Kemasan 50 pcs/inner ; 10 inner per karton
KEMENKES RI AKD 20902220011

Diproduksi oleh :
PT Safelock
Jawa Tengah - Indonesia

Distribusi oleh :
PT Jaya Abadi Medika
Jakarta - Indonesia

LUBRAGEL

STERILE LUBRICANT GEL WITH LIDOCAINE



12.5 gr

11 ml

LUBRAGEL tersedia dalam kemasan sterile sekali pakai, prefilled dalam 11 ml dan dalam syringe/akordeon tube 12.5 gr

Varian Lengkap

Cap pada ujung syringe memudahkan aplikasi

Easy Handling

Soft Instillation

Steril

Watersoluble

Lidokain sebagai zat anastesi lokal

Chlorhexidine sebagai zat antiseptik

Lubragel adalah lubrikan gel untuk :

- Pemasangan urin kateter
- Endoskopi
- Sistoskopi
- Area rectal & kolon

Cara Penggunaan :



Zat Aktif :

- Lidokain Hidrokloride 2 gr
- Chlorhexidine Gluconate 0.25 gr



Kemasan / Sediaan	Isi / Box
LUBRAGEL 11 ml	25 pcs X 11 ml/box
LUBRAGEL 12.5 gr	25 pcs X 12.5 gr/box

References :

2% Lidocaine gel or plain lubricating gel: Which one should be used in male flexible cystoscopy?

- A multicenter study. - Ali Akkoç, Mahir Kartal, Cemil Aydın, Ramazan Topaktaş, Selçuk Altın, Aykut Aykaç - Turk J Urol

2016; 42(2): 92-6 • DOI: 10.5152/tud.2016.18784

Do Lubricants with 2% Lidocaine Gel Have an Effect on Patient Comfort in Diagnostic Cystoscopy? - Hasan Nedim Goksel Goktug, Ufuk Ozturk, Nevzat Can Sener, Can Tuygun, Hasan

Bakirtas, M. Abdurrahim Imamoglu - Adv Clin Exp

Med 2014; 23, 4, 585-587

ISSN 1899-5276

Catheter lubrication and fixation: interventions - Mary Wilson - British Journal of Nursing, 2013, Vol 22, No 10

KEMENKES RI AKL 20903022851



LATEX FREE

STERILE R



STERIJELL

Gel Pelumas Steril


Gel lubrikasi untuk pemasangan kateter, nasal, endoskopi, sistoskopi, area rectal & kolon.



Kandungan Zat Aktif

Lidokain Hidrokloride	2 %
Chlorhexidine Gluconate	0,05 %

Cara Penggunaan:



Kemasan / Sediaan

Sterijell 11 ml
Sterijell 12,5 gr

Isi / Box

25 pcs x 11 ml/box
25 pcs x 12,5 gr/box

REFERENCES

2% Lidocaine gel or plain lubricating gel: Which one should be used in male flexible cystoscopy? - A multicenter study. - Ali Akkoç, Mahir Kartalmiş, Cemil Aydın, Ramazan Topaktaş, Selçuk Altın, Aykut Aykaç - Turk J Urol 2016; 42(2): 92-6 - DOI: 10.5152/tud.2016.18784

Do Lubricants with 2% Lidocaine Gel Have an Effect on Patient Comfort in Diagnostic Cystoscopy? - Hasan Nedim Goksel Goktug, Ufuk Ozturk, Nevzat Can Sener, Can Tuygun, Hasan Bakirtas, M. Abdurrahim Imamoglu - Adv Clin Exp Med 2014; 23, 4, 585-587
ISSN 1899-5276

Kemenkes RI AKD 20903121436



- ✓ Produk Dalam Negeri
- ✓ Varian lengkap, 11 ml dan 12,5 gr
- ✓ Cap pada ujung tip memudahkan aplikasi
- ✓ Mudah digunakan
- ✓ *Soft Instalation*
- ✓ Ujung tip yang lembut meminimalisir trauma
- ✓ Steril (proses sterilisasi dengan steam)
- ✓ Larut dalam air
- ✓ Lidocain sebagai zat anestesi lokal
- ✓ Chlorhexidine Gluconate sebagai zat antiseptik

Diproduksi oleh,

Sterin
Laboratories

Bandung - Indonesia

Didistribusikan oleh,

JAM

Jakarta - Indonesia

JAM SUCTION CONNECTING TUBE

YANKUER / NON YANKUER



- Terbuat dari PVC medical grade
- Tubing dan Yankuer transparan, sehingga mudah diobservasi
- Yankuer dengan bentuk Bulb Tip meminimalisir trauma pada jaringan.
- Tersedia Suction Connecting Tube Non Yankuer
- Sterilisasi menggunakan Ethylene Oxide Gas
- Panjang 300cm untuk keleluasaan dalam pemakaian

Kemasan : Karton isi 50 pcs

SCT YANKUER KEMENKES RI AKD 209003220017

SCT NON YANKUER KEMENKES RI AKD 20903220011

SCT Yankuer, Code : JSCTY

SCT Non Yankuer, Code : JSCST



JAM URINE BAG WITH HANGER



T-valve anti bocor



Gantungan

- Kapasitas 2.000 ml dilengkapi dengan skala ukur memudahkan untuk pemantauan jumlah urin
- Dilengkapi dengan Anti-reflux untuk mengurangi resiko Infeksi
- Dilengkapi dengan 2 buah gantungan
- Sterilisasi menggunakan Ethylene Oxide Gas
- Pembuangan menggunakan T-valve anti bocor

Kemasan : Karton isi 200 pcs

KEMENKES RI AKD 10805220012

CODE : JUBHA



JAM NASAL CANNULA



Tipe DEWASA dan ANAK

- Nasal Cannula adalah selang untuk transfer oksigen kepada pasien yang memerlukan oksigen.
- Nasal Tip yang lunak dan tidak mengiritasi lubang hidung.
- Selang dibuat dari PVC medical grade yang lunak sehingga flexible dan nyaman digunakan.
- Design bagian dalam selang berbentuk bintang, untuk mencegah selang terlipat dan memperlancar aliran udara.

Kemasan : 100 pcs / karton
KEMENKES RI AKD 10403128975

Nasal Canula Dewasa, Code : JNCAD
Nasal Canula Anak, Code : JNCCD



ESVI SENSOR ELECTRODES

Kualitas perekaman ECG yang baik sangat tergantung oleh tiga faktor, persiapan kulit yang baik sebelum dipasang elektroda, elektrode yang berkualitas tinggi, serta koneksi arus listrik yang stabil antara kulit dengan mesin EKG. EsviSensor electrodes memiliki kinerja konduktivitas yang baik dengan noise rendah sehingga menghasilkan pembacaan yang jelas dan stabil. Terbuat dari bahan perekat yang baik & hypoallergenic sehingga merekat sempurna pada kulit. Komponen yang digunakan patient friendly dan minim iritasi.



ES GS 43T

Aplikasi	: Monitoring, stress test, holter test pada orang dewasa
Gel	: Solid Gel
Sensor	: Ag/AgCl, carbon stud, radiolucent
Backing	: Foam
Dimensi	: 43mm
Kemasan	: 50 pcs/pouch



KEMENKES RI AKD 20502023066

ESVISENSOR electrodes

Kualitas perekaman ECG yang baik sangat tergantung oleh tiga faktor, persiapan kulit yang baik sebelum dipasang elektroda, elektrode yang berkualitas tinggi, serta koneksi arus listrik yang stabil antara kulit dengan mesin EKG. EsViSensor electrodes memiliki kinerja konduktivitas yang baik dengan noise rendah sehingga menghasilkan pembacaan yang jelas dan stabil. Terbuat dari bahan perekat yang baik & hypoallergenic sehingga merekat sempurna pada kulit. Komponen yang digunakan patient friendly dan minim iritasi.

ES GS 30



Aplikasi : Pediatrik & Neonatus
Gel : Solid Gel
Sensor : Ag/AgCl
Backing : Foam
Dimensi : 30mm
Kemasan : 50 pcs/pouch

ES GS 4256



Aplikasi : Monitoring, stress test, holter test pada orang dewasa
Gel : Solid Gel
Sensor : Ag/AgCl
Backing : Foam
Dimensi : Rectangular 42 x 56mm
Kemasan : 50 pcs/pouch

ES GS 43T



Aplikasi : Monitoring, stress test, holter test pada orang dewasa
Gel : Solid Gel
Sensor : Ag/AgCl, carbon stud, radiolucent
Backing : Foam
Dimensi : 43mm
Kemasan : 50 pcs/pouch

ES WM 48



Aplikasi : Monitoring, stress test, holter test pada orang dewasa
Gel : Wet Gel
Sensor : Ag/AgCl
Backing : Non Woven
Dimensi : 48mm
Kemasan : 50 pcs/pouch

ES GS 43



Aplikasi : Monitoring, stress test, holter test pada orang dewasa
Gel : Solid Gel
Sensor : Ag/AgCl
Backing : Foam
Dimensi : 43mm
Kemasan : 50 pcs/pouch

Diproduksi oleh :

ESVICO Ltd.

Turki

Didistribusikan oleh :

JAM

Jakarta, Indonesia

JAM EXAM GLOVE

LATEX POWDER FREE & POWDERED EXAMINATION GLOVE

JAM Exam Glove - Latex Powder Free & Latex Powdered Examination Glove adalah sarung tangan non-steril yang terbuat dari natural rubber latex yang sangat nyaman dan aman digunakan. Memberikan perlindungan terhadap cairan tubuh pasien, darah dan lingkungan sekitar pasien sehingga sangat efektif mencegah HAI's (Healthcare Associated Infections) atau infeksi nosokomial.



Product specification

Material Natural Rubber Latex
 Length 240 ± 2 mm
 Thickness 0,08 ± 0,01 mm
 Tensile strength 14 Mpa-18 Mpa
 Elongation 500% - 600%
 Colour Beige Natural
 Shelf life 5 years from manufacturing date

Size	Width ± 5mm	Weight ± 5mm	Packaging
Extra Small	75	4.3 - 4.5	100 gloves / box 10 boxes / carton
Small	85	4.6 - 4.8	
Medium	95	4.9 - 5.1	
Large	110	5.2 - 5.5	
X-Large	115	5.6 - 5.9	

Fitur	Benefit		Fungsi
	Powdered	Powder Free	
Terbuat dari bahan natural rubber latex Powdered / Powdered Free	Ambidextrous	Ambidextrous	Dapat digunakan kedua belah tangan sehingga meminimalisir waktu untuk menentukan sarung tangan sebelah kanan atau kiri
	Beaded Cuff	Beaded Cuff	Meningkatkan kekuatan sarung tangan saat dikenakan dan secara efektif menambah perlindungan terhadap tetesan cairan apapun.
	Powdered	Non Powder	Powder free berfungsi membantu mengurangi resiko alergi pada penggunaanya.

JAM Exam Glove - Latex Powder Free Examination Glove KEMENKES RI AKD 10903122567
 JAM Exam Glove - Latex Powdered Examination Glove KEMENKES RI AKD 10903122566



JAM SURGICAL MASK 3PLY-DISPOSABLE



EARLOOP

Dengan karet masker yang nyaman, elastis dan kuat mengaitkan di telinga.

KEMENKES RI AKD 21603022418



HEADLOOP

Dengan tali karet masker sejajar dan sama panjang dibagian atas dan bawah, sangat praktis digunakan bagi Anda wanita berhijab.

KEMENKES RI AKD 21603022649



TIE ON

Dengan tali masker terurai, lebih nyaman karena dapat Anda atur sesuai kebutuhan.

KEMENKES RI AKD 21603022544



- Terdiri dari tiga lapisan masker dan berlipat untuk perlindungan yang lebih baik, memungkinkan Anda bernafas dengan nyaman.
- Lapisan kedua terbuat dari Meltblown atau Filter dengan BFE 99% (Bacterial Filtration Efficiency).
- Kawat hidung untuk mengatur masker di wajah.
- Desain yang pas, pengikat telinga yang lentur serta bebas lateks untuk kenyamanan selama periode pemakaian yang lama.

Kemasan : 50 Pcs/Box, 40 Box/Karton



JAM PARAFIN BLOCK & SLIDE STORAGE SOLUTIONS



JAM PARAFFIN BLOCK CABINET

- Per cabinet tersusun dari 3 unit lemari dengan 6 rak per lemari (18 rak / cabinet)
- Total $\pm 11,000$ pcs paraffin block/stone embedding cassettes per cabinet
- Ukuran luar (P 480 x L 450 x I.595 mm)



JAM SLIDE HORIZONTAL STORAGE CABINET

- Per cabinet tersusun dari 3 unit lemari dengan 6 rak per lemari (18 rak / cabinet)
- Total 4.536 slide per cabinet, setiap rak dapat menampung 252 slide
- Ukuran luar (P 480 x L 450 x I.595 mm)



JAM SLIDE HORIZONTAL STORAGE CABINET

- Per cabinet tersusun dari 4 unit lemari dengan 18 rak per lemari
- Total $\pm 64,500$ slide per cabinet (1-1.2mm thick), setiap lemari mampu menampung 16,200 standar slide
- Ukuran luar (P 505 x L 450 x T 1.625 mm)





PT JAYA ABADI MEDIKA

Kencana Niaga 1 Blok D1-2S
Jl. Taman Aries Utama, Meruya Utara
Kembangan - JakartaBarat.
Telp: 021- 58903678
Fax : 021- 58903679